

救急医療情報キット

1 救急医療情報キットとは

高齢者の安心・安全を確保するため、かかりつけの病院や持病、くすりの服薬情報、緊急連絡先などを記入した用紙を専用の保管容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、万一の緊急時に備えるものです。

かけつけた救急隊がキットの情報を確認することで、適切で迅速な処置が可能となり、ご家族への連絡もスムーズに行えます。

2 救急医療情報キットの使い方

① 救急医療情報シートを記入し、専用の保管容器に入れて下さい。

記入日 年 月 日			
救急医療 情報シート			
(1) 氏 名	(2) 性別	(3) 年齢	(4) 病 歴
(5) 現 病 情			
おかけつけの場所	診療科・診察室	おかけついで医師	係 (診療科のおおせん)
アムレギー	解・解	おぼ・解・その他	()
異常な状態	解・解	ペースメーカー・インスリン・透析・他投薬 その他	()
予備病	解・解	()	
その他、体診時や聴診時観察項目の欄に、お書きの予病の併し一緒に記入しておいてください。 備考 (救急搬送への留意など)			
診療科の情報は、診療科と診察室の診療機能が、救急搬送に活用することとに留意します。 記入注意 (6) 救急又は救急搬送			
記入の順序は必ずお守りください。お書き間違いはご遠慮ください。救急搬送にお書きの順序は、 お記入の順序とは必ずしも一致しません。			



- ・健康保険証(写)
- ・薬剤情報提供書(写)


なども一緒に保管容器に入れて下さい

容器に入れて下さい


② 救急医療情報キットを
冷蔵庫のポケットに入
れておきましょう。



③ ステッカーは、救急隊が発見しやすいよう定められた場所に貼り付けて下さい。+



玄関ドア内側の上部（シール）



冷蔵庫の外側
(マグネットシート)

④ もしもの時!!

救急隊がステッカーを発見し、
冷蔵庫から救急医療情報キット
を取り出し、情報を確認し
ます。



連絡、情報伝達が
迅速に行われます